


Lab Storm 迷你涡旋仪 快速操作指南

一、操作说明



二、开机运行

1. 通电：连接电源适配器与机器上自带电源线
2. 振荡混匀：迷你涡旋仪是为振荡试管设计的。轻轻地把试管压进硅胶帽中（图中 1 位置），开始振荡。移开试管，振荡停止。

生产商
Producer

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区杏林街 78 号 13A 栋
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 C12 栋

运营中心
Operation Center

上海徐汇区宜山路 700 号
B2 幢 1004 单元

Tel
Fax
E-mail

+86-(0)21-64868889
+86-(0)21-64868669
support@monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More
至简致真·探索无限