



MS-1 手动封膜器

操作简单 封膜严密

MS-1 手动封膜器主要应用在常规 PCR 实验 96/384 孔板封板以及 PCR 八联管封盖。搭配压感膜、粘性膜，封膜效果严密、均一、平整，八联管封盖效果严实、紧密。操作简便，省时省力。

产品特点

- 简单、便捷

下压操作杆，即可封膜 / 封盖。

- 配套耗材

可提供压感膜、粘性膜、八联管等耗材。



- 一机多用

支持 96/384 孔板封膜、八联管压盖。

- 坚固耐用

金属机身，防锈防腐蚀。



96/384 孔板封膜适配器

适用于常规 96/384 孔板
(100 μ l/200 μ l)




八联管封膜 / 压盖适配器

适用于常规八联管
(100 μ l/200 μ l)

配置参数

货号	MO80101	型号	MS-1
名称	手动封膜器	英文名称	Manual Sealer
适配膜类型	压感膜 / 粘性膜	适用范围	常规 96/384 孔板、八联管
外形尺寸	20 (W) $\times$ 38 (D) $\times$ 15 (H) cm	净重	4.25 kg



订购信息

货号	名称	描述	规格
MO80101	MS-1 Manual Sealer	裸机货号不包含适配器	1/set
GTA6007	96/384 孔板封膜适配器	选配	1/pk
GTA6008	八联管封膜 / 压盖适配器	选配	1/pk
MQ65001S/M	MonAmp™ Ultraclear Peelable Films	高透光压感 qPCR 封板膜	50 Sheets / 2×50 Sheets
MQ65101M	MonAmp™ Clear Peelable Films	透明压感 qPCR 封板膜	2×50 Sheets
MQ66001S/M	MonAmp™ Ultraclear Adhesive Peelable Films	高透光 qPCR 粘性封板膜	50 Sheets / 2×50 Sheets
MQ66002S/M	MonAmp™ Ultraclear Adhesive Peelable Films	高透光 qPCR 粘性封板膜 (含 Logo)	50 Sheets / 2×50 Sheets
MQ66101S/M	MonAmp™ Super Adhesive Peelable Films	高粘性 qPCR 封板膜	50 Sheets / 2×50 Sheets
MQ50201S	96-well PCR Plates, 100 µl, White, No Skirt, Double Notch	100 µl 白色, 无裙边, 双切角 (A12, H12)	10/pk
MQ50301S	96-well PCR Plates, 100 µl, White, Half Skirt, Single Notch	100 µl 白色, 半裙边, 单切角 (H12)	10/pk
MQ50801S	96-well PCR Plates, 100 µl, Clear, No Skirt, Double Notch	100 µl 透明, 无裙边, 双切角 (A12, H12)	10/pk
MQ51201S	96-well PCR Plates, 200 µl, Clear, No Skirt, Double Notch	200 µl 透明, 无裙边, 双切角 (A12, H12)	10/pk
MQ51401S	96-well PCR Plates, 200 µl, Clear, Half Skirt, Single Notch	200 µl 透明, 半裙边, 单切角 (A12)	10/pk

 400-928-3698

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

E-mail: support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



进入莫纳 GO 小程序
产品下单、咨询



关注莫纳生物公众号
福利多多



添加好友
产品答疑 试用 咨询