


Heat Lid 温控热盖


Heat Lid 温控热盖可搭配 HC1 温度控制台和 TC1/TC4 温度控制台系列，以提高加热速率，提高温度均一性，同时防止液体蒸发。由控制模组和温控模组两部分组成，自带显示屏，易观察，可单机使用，也可通过 RS-485 通讯接口连接上位机进行控制。

仪器特点


- **温度范围广**
温控热盖温度范围为室温 +5°C~110°C。
- **通讯开放**
基于 RS-485 总线的 Modbus 通讯协议。
- **可搭配温控台，提高温控性能**
可搭配 TC1 系列温度控制台和 HC1 温度控制台，加快升温速率，提高温度均一性，减少蒸发带来的损失。

外形结构





安装尺寸



GT21801 Heat Lid 温控热盖

单位：mm

配置参数

货号	GT21801	名称	Heat Lid 温控热盖
英文名称	Temperature Control Heated Lid	温度设置范围	室温 +5°C~110°C
升温时间	/	温度准确性	/
尺寸 (cm)	12.8 (W) × 8.6 (D) ×1.9 (H)	重量	420 g

订购信息

货号	名称	描述	规格
GT21801	Temperature Control Heated Lid	Heat Lid 温控热盖，包括 1 个 HC1 控制模组和 1 个 Heat Lid 温控模组	1/set
GTA2040	Temperature Control Module	Heat Lid 温控模组	1/pk

400-928-3698

莫纳（苏州）生物科技有限公司
Monad (Suzhou) Biotech Co., Ltd.

E-mail: support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



关注莫纳生物公众号
福利多多



添加好友
产品答疑 试用 咨询